

LifenaXX® * Gebruikershandleiding

Spiermassage-apparaat Compact LX-013

De conformiteitsverklaring voor dit apparaat is te vinden op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Lees voor het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door. Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 013643 (14 cent per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken).

Gratis E-mail: support@technaxx.de

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of doorverkoop goed. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Eigenschappen

- De LifenaXX LX-013 is een draadloos vibrerend spiermassage-apparaat dat pijnlijke, stijve spieren losmaakt, de circulatie en bewegelijkheid bevordert en de algemene gezondheid van de zachte weefsels in uw lichaam verbetert.
- 6 snelheidsstanden met 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 omw/min.
- 12V accu met 1500mAh
- Werkingstijd van 180 minuten
- 5 verschillende massagekoppen
- Automatische uitschakeling na 10 minuten

Technische gegevens

Ingang AC-adapter (alleen gebruik binnenshuis)	230V
Uitgang AC-adapter	12,6V / 0,8A
Accu	12V / 1500mAh

Normaal gebruik

Alleen bestemd voor gebruik door volwassenen.

- Zet de accuschakelaar in de stand “ON” (AAN), het accu-indicatielampje licht groen op (als de accu voldoende is opgeladen). Als het lampje rood is, laad de accu op.
- Plaats 1 van de 5 koppen, afhankelijk van wat u nodig heeft.
- Gebruik over droge, schone kleding op uw lichaam door met lichte druk ongeveer 60 seconden per plek over uw lichaam te bewegen.
- Gebruik de LifenaXX LX-013 alleen op zacht lichaamsweefsel, en zolang het niet zeer doet of onprettig aanvoelt. Gebruik niet op het hoofd of op een hard of benig gedeelte van uw lichaam.
- Gebruik alleen de hulpstukken die het beste resultaat geven.
- Er kunnen blauwe plekken optreden, ongeacht van de instellingen of de toegepaste druk. Controleer de behandelde gedeelten regelmatig en stop direct bij de eerste tekenen van pijn of ongemak.
- Houd uw vingers, haar en andere lichaamsdelen uit de buurt van de steel en de achterkant van het apparaat omdat deze afgekneld kunnen worden.

Beschrijving van het product



1	Massagekop	5	LED snelheidsindicatie
2	Hogesnelheidsmotor met zachte start	6	Accu LED-indicatielampje
3	Accu	8	Accuschakelaar
4	Start- en niveaunknop		

Koppen van links naar rechts



Gevorkte kop	geschikt voor de spieren en zacht weefsel aan weerskanten van de ruggengraat
Platte kop	geschikt voor alle lichaamsdelen (spieren en zacht weefsel)
Globale kop	geschikt voor spiergroepen en zacht weefsel
Kogelkop	geschikt voor musculatuur en zacht weefsel in de buurt van de lichaamsgewrichten
Zachte rubber kop	geschikt voor alle lichaamsdelen (spieren en zacht weefsel)

Montage van de koppen

Wijzig de massagekop, indien nodig. Om dit te doen, verwijder de originele kop (linker afbeelding) en installeer een andere in de houder (rechter afbeelding).



Veiligheidsinstructies

- Laad alleen op met de meegeleverde AC-lader.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan expertise.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

→ Elk ander gebruik of wijziging van het apparaat wordt als ongepast beschouwd en brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor door onjuist gebruik veroorzaakte schade.

→ Houd altijd toezicht op de LifenaXX LX-013 als deze aanstaat of wordt opgeladen.


GEBRUIK DE LIFENAXX LX-013 NOOIT IN DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN ZONDER EEN VOORAFGAANDE GOEDKEURING VAN UW ARTS:

zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of netvliesbeschadiging, pacemakers, recente operaties, epilepsie of migraine, hernia, spondylolisthesis, spondylolysis of spondylosis, of recent vervangen gewrichten of spiraaltjes, metalen pinnen of platen of als u zich zorgen over uw gezondheid maakt. Deze contra-indicaties betekenen niet dat u geen vibrerend of oefenapparaat kunt gebruiken, maar we raden u aan eerst een arts te raadplegen. De effecten van vibratietoepassingen op bepaalde medische aandoeningen worden momenteel onderzocht. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een afname in de bovenstaande lijst met contra-indicaties. Ervaringen uit de praktijk wijzen uit dat het opnemen van vibratietoepassingen in een behandelplan in bepaalde gevallen aan te raden is. Dit dient te worden gedaan in overleg met of op advies van een arts, specialist of fysiotherapeut.

WAARSCHUWINGEN EN OPGELET:

Alleen bestemd voor gebruik door volwassenen. Gebruik over droge, schone kleding op uw lichaam door met lichte druk over uw lichaam te bewegen. De aanbrengtijd per lichaamszone mag niet langer dan 60 seconden bedragen. Gebruik de LX-013 alleen op zacht lichaamsweefsel en spieren. Zodra pijn of ongemak wordt ervaren, stop de procedure. Gebruik alleen de inbegrepen hulpstukken. Drukpunten kunnen optreden ongeacht de instelling, regeling of aangebrachte druk. Controleer de behandelde zones regelmatig en stop direct bij de eerste tekenen van pijn of ongemak. Houd uw vingers, haar en andere lichaamsdelen uit de buurt van de spindel en de achterkant van het apparaat om kneuzingen te vermijden. Gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid van een brandbaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of stikstofdioxide of in de buurt van brandbare stoffen, dampen of gassen. Bedien het apparaat niet in de buurt van verwarmingsopeningen of in direct zonlicht. Houd het apparaat droog en schakel het uit wanneer het niet in gebruik is. Dompel het apparaat niet in water. Veelvuldige hoge-snelheid en hogedrukstimulatie op

dezelfde plek kan schaafwonden veroorzaken. Als u pijn of ongemak ervaart, stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer het wordt opgeladen!



Tips voor het beschermen van het milieu: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voer oude apparaten of batterijen niet af met het huisvuil. **Reiniging:** Bescherm het apparaat tegen verontreiniging (gebruik een schone doek). Voorkom het gebruik van ruwe of schurende materialen, oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het gereinigde apparaat grondig schoon. **Verdeler:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland