

# Technaxx® \* Manuale di istruzioni

## Lifenaxx Massaggiatore per la nuca LX-046

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso di questo apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza . I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fai lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto .

**Goditi il tuo prodotto. \* Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali Internet.**

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso: assicurati di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web ([www.technaxx.de](http://www.technaxx.de))

## Sommario

Suggerimenti .....	2	In carica.....	5
Istruzioni di sicurezza .....	2	Accendi /spegni il dispositivo .....	5
Norme di sicurezza per le batterie ricaricabili .....	4	Specificazioni tecniche .....	5
Avvertenze .....	4	Supporto .....	6
Dichiarazione.....	4	Cura e manutenzione .....	6
Caratteristiche .....	4	Dichiarazione di conformità .....	6
Panoramica del Prodotto .....	5	Disposizione .....	6

## Suggerimenti

Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti dalla funzione prevista. Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto, insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di persone diverse dal personale di assistenza autorizzato, esposizione a materiali insolitamente corrosivi, inserimento di oggetti estranei all'interno l'unità, utilizzata con accessori non preapprovati.

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le precauzioni nelle istruzioni per l'uso. Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni contenute nel manuale dell'utente. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Se il cavo di collegamento alla rete di questo apparecchio è danneggiato, deve essere smaltito. Se non può essere rimosso, il dispositivo deve essere smaltito. Il dispositivo ha una superficie calda. Le persone insensibili al calore devono prestare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.

## Istruzioni di sicurezza

- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il cavo è rivestito e isola la corrente. Non posizionare oggetti sul cavo poiché ciò potrebbe causare la perdita della funzione protettiva. Evitare di sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive, soprattutto in corrispondenza di prese e spine.
- Se si desidera staccare la spina dalla presa, tirare sempre dalla spina e non dal cavo. Altrimenti il cavo potrebbe danneggiarsi.

- Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o altri cablaggi poiché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura può superare i 50°C per periodi prolungati.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Esiste il rischio di soffocamento.

### **Non utilizzare il massaggiatore:**

- sugli animali
- se soffri di un'anomalia medica o di una lesione nella zona da massaggiare (es. ernia del disco, ferite aperte)
- in nessun caso per massaggi nella zona del cuore se si porta un pacemaker – e consultare il proprio medico per quanto riguarda altre parti del corpo
- su pelle e parti del corpo di qualsiasi tipo gonfie, ustionate, infiammate o danneggiate
- su tagli, capillari, vene varicose, acne, couperose, herpes o altre malattie della pelle
- sulla testa o su parti dure del corpo (es. ossa e articolazioni)
- durante la gravidanza
- sul viso (occhi), sulla laringe o su altre parti del corpo particolarmente sensibili
- per massaggi ai piedi
- durante il sonno
- dopo il consumo di medicinali o alcol (cognizione ridotta!)
- sulla pelle con crema precedentemente applicata
- nei veicoli.

### **Consultare il proprio medico prima di utilizzare il massaggiatore, in particolare:**

- se si soffre di una malattia grave o se si ha subito recentemente un intervento chirurgico alla parte superiore del corpo
- se si è portatori di pacemaker, impianti o altri ausili
- se si soffre di trombosi
- se si soffre di diabete
- se si soffre di dolori dovuti a cause sconosciute

## **Norme di sicurezza per le batterie ricaricabili**

Il prodotto utilizza batterie ricaricabili e può andare ovunque ne hai bisogno. Ma TUTTE le batterie possono ESPLODERE, INCENDIO e CAUSARE USTIONI se smontate, forate, tagliate, schiacciate, cortocircuitate, incenerite o esposte all'acqua, al fuoco o alle alte temperature, quindi è necessario maneggiarle con cura.

Per utilizzare le batterie ricaricabili in modo sicuro, seguire queste linee guida:

- Non lasciare MAI che la batteria ricaricabile o il vano batteria si bagnino.
- Non smontare, tagliare, schiacciare, forare, cortocircuitare, gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua, né esporre la batteria ricaricabile a temperature superiori a 50°C.

## **Avvertenze**

- Non smontare il prodotto, ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni.
- La durata della batteria diminuirà con l'uso. Caricare la batteria almeno una volta al mese per preservarla nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato per un lungo periodo.
- Avvertenza sulla batteria: l'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento.
- Non modificare o riparare senza una guida professionale.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia.
- Non far cadere o scuotere il dispositivo; potrebbe rompere i circuiti interni o la meccanica.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.


## **Dichiarazione**

- In nessun caso Technaxx Deutschland sarà responsabile per qualsiasi pericolo punitivo diretto, indiretto, incidentale, consequenziale speciale, alla proprietà o alla vita, conservazione impropria, qualsiasi cosa derivante o connessa all'uso o all'abuso dei suoi prodotti.

## **Caratteristiche**

- Il massaggiatore si adatta facilmente a diverse parti del corpo.
- La funzione "calore" può essere spenta.
- Intensità e la durata del massaggio regolabile.
- Con 2 diverse modalità e 2 diverse velocità regolabili. Aumenta il benessere, allevia dolori, dolori muscolari, crampi e tensioni muscolari.
- Il massaggiatore è adatto per la nuca, spalle, schiena, vita, addome, braccia e gambe.

## Panoramica del Prodotto

Pannello di controllo			
			
	Pulsante per accendere/spegnere il dispositivo		Programma
	Riscaldamento (LED rosso -> acceso, LED verde -> spento)		Velocità

### In carica

●Collega il cavo USB-C del dispositivo ad un adattatore USB\* (\*non incluso).

**Nota:** la prima ricarica richiede circa 3 ore, il LED ROSSO lampeggerà finché il dispositivo verrà caricato completamente.

### Accendi /spegni il dispositivo

Posizionare il massaggiatore in un punto prescelto del corpo; tenere premuto il pulsante di accensione finché non si illumina di rosso

## Specificazioni tecniche

Capacità della batteria	2000 mAh 7,4 V
Potenza nominale	10W
Utilizzo wireless, con cavo USB e porta di ricarica Type-C	Non utilizzare durante la ricarica
Funzione di spegnimento automatico dopo 10 minuti	

## Supporto

Numero telefonico di servizio per supporto tecnico: **01805 012643**  
(14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

E-mail: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

## Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi per evitare danni, evitare la seguente pratica:

- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Consegnarlo o utilizzarlo in un ambiente fortemente scioccante.

## Dichiarazione di conformità



La Dichiarazione di conformità UE può essere scaricata dal seguente indirizzo web: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

## Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Suddividere i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento.

Smaltire cartone e cartoncino nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (Si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzati separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo raffigurato "Qui".



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Come consumatore, sei tenuto per legge a smaltire tutte le batterie e le batterie ricaricabili, che contengano o meno sostanze nocive\*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o presso un rivenditore, per garantire che le batterie possano essere smaltite in modo rispettoso dell'ambiente. \* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al punto di raccolta con la batteria completamente scarica installata all'interno!

Made in China

Distribuito da:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck , Germania