

LifenaXX® * Benutzerhandbuch

Muskelmassagegerät LX-013

Die Konformitätserklärung für diese Gerät finden Sie unter dem Internet-Link:
www.technaxx.de/ (in der Fußleiste „Konformitätserklärung“). Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Geräts durch.
Servicetelefonnummer für technische Unterstützung: 01805 013643 (14 Cent/Minute aus
dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz).
Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, um später darauf Bezug nehmen zu können. Tun Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

2 Jahre Garantie

Features

- Das LifenaXX LX-013 ist ein kabelloses Vibrationsmuskelmassagegerät, das schmerzende, steife Muskeln entspannt, die Durchblutung und den Bewegungsumfang erhöht und die allgemeine Gesundheit des Weichteilgewebes des Körpers verbessert.
- 6 Geschwindigkeitsstufen mit 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 U/min.
- 12-V-Volt Batterie mit 1500mAh
- 180 Min. Betriebszeit
- 5 verschiedene Massageköpfe
- Automatische Ausschaltung nach 10 min.

Technische Daten

Netzgeräteingang (nur zur Verwendung in Innenräumen)	230V
Netzgerätausgang	12,6V / 0,8A
Batterie	12V / 1500mAh

Normaler Gebrauch

Nur für Erwachsene.

- Stellen Sie den Batterieschalter auf „ON (EIN)“. Die Batterieanzeige leuchtet grün (wenn die Batterie ausreichend aufgeladen ist). Wenn die LED rot leuchtet, laden Sie bitte den Akku auf.
- Installieren Sie einen der 5 Köpfe entsprechend Ihren Anforderungen.
- Nur über der Kleidung, auf trockener, sauberer Körperfläche benutzen, indem Sie das Gerät mit leichtem Druck für ungefähr 60 Sekunden pro Körperregion bewegen.
- Verwenden Sie LifenaXX LX-013 nur auf weichem Körpergewebe des Körpers, je nach Bedarf, ohne Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen. Nicht auf dem Kopf oder auf harten oder knöchernen Körperstellen anwenden.
- Verwenden Sie nur die Applikatoren, die den bestmöglichen Effekt erzielen.
- Hämatome können, unabhängig von der Regeleinstellung oder dem angewendeten Druck, auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen häufig und hören Sie sofort auf, wenn Sie erste Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden bemerken.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Applikators fern, da dies zu Quetschungen führen kann.

Produktübersicht



1	Massagekopf	5	LED-Geschwindigkeitsanzeige	
2	Hochgeschwindigkeitsmotor	mit	6	LED-Anzeige Akku

	Sanftanlauf		
3	Batterie	8	Akkuschalter
4	Start- und Einstellungstaste		

Köpfe von links nach rechts



Gegabelter Kopf	Geeignet für die Muskeln und weiches Körpergewebe auf beiden Seiten der Wirbelsäule
Flacher Kopf	Geeignet für alle Körperteile (Muskeln und weiches Körpergewebe)
Kugelförmiger Kopf	Geeignet für Muskelgruppen und weiches Körpergewebe
Halbkugelkopf	Geeignet für Muskulatur und weiches Körpergewebe in der Nähe von Körpergelenken
Weichgummikopf	Geeignet für alle Körperteile (Muskeln und weiches Körpergewebe)

Installieren der Köpfe

Wechseln Sie den Massagekopf wie erforderlich aus. Dazu entfernen Sie den ursprünglichen Kopf (linkes Bild) und setzen einen anderen in die Halterung ein (rechtes Bild)



Sicherheitshinweise

- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzgerät auf.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkter geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Fachwissen bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch.
- Lassen Sie den LifenaXX LX-013 im Betriebszustand oder beim Laden niemals unbeaufsichtigt.


BITTE VERWENDEN SIE DEN LIFENAXX LX-013 IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN NICHT OHNE VORHERIGE ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES:

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschädigung, Tragen von Herzschrittmachern, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzeingriffe oder Spiralen, Metallstifte oder -platten, oder wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer körperlichen Gesundheit haben. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie keine Vibrations- oder Trainingsgeräte verwenden dürfen. Wir empfehlen jedoch, zuerst Ihren Arzt zu konsultieren. Die Auswirkungen von Vibrationsanwendungen auf bestimmte medizinische Bedingungen werden derzeit untersucht. Dies wird wahrscheinlich zu einer Verringerung der Liste der oben genannten Kontraindikationen führen. Die Praxis hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationsanwendungen in einen Behandlungsplan in einer Reihe von Fällen ratsam ist. Dies muss auf Empfehlung und mit Unterstützung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten erfolgen.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Nur zur Verwendung durch Erwachsene, auf einer trockenen, sauberen Oberfläche auf der Kleidung durch leichten Druck und Bewegung über den Körper anwenden. Die Anwendungszeit sollte 60 Sekunden pro Körperregion nicht überschreiten. Verwenden Sie LX-013 nur auf weichem Körpergewebe und Muskeln. Brechen Sie das Verfahren ab, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Applikatoren. Druckpunkte können unabhängig von der Einstellung, Steuerung oder dem angewandten Druck auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen regelmäßig, und hören Sie sofort auf, wenn Sie erste

Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden bemerken. Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Spindel und der Rückseite des Applikators fern, da dies zu Quetschungen führen kann. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren anästhetischen Mischungen mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas oder in der Nähe von entflammenden Stoffen, Dämpfen oder Gasen. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizöffnungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung. Halten Sie das Gerät trocken und schalten Sie es aus, wenn es nicht verwendet wird. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Häufige Hochgeschwindigkeits- und Hochdruckstimulationen an derselben Stelle kann Abrieb verursachen. Hören Sie bitte sofort auf, das Gerät zu benutzen, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren. Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Aufladen nicht im Betriebszustand ist!



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt werden. Entsorgen Sie keine alten Geräte oder Batterien in den Hausmüll. **Reinigung:** Schützen Sie das Gerät vor Verschmutzung und Verschmutzung (verwenden Sie einen sauberen Stoff). Verwenden Sie keine rauen, grobkörnigen Materialien oder Lösungsmittel/aggressive Reiniger. Wischen Sie das gereinigte Gerät gut ab. **Vertriebspartner:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland