

Lifenaxx® * Gebruikershandleiding

Minimassager LX-025

De conformiteitsverklaring voor dit apparaat is te vinden op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Lees voor het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door. Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken). Gratis e-mail: support@technaxx.de

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of doorverkoop goed. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Kenmerken

- De LifenaXX LX-025 is een draadloos vibrerend massage-apparaat dat pijnlijke, stijve spieren losmaakt, de circulatie en bewegelijkheid bevordert en de algemene gezondheid van de zachte weefsels in uw lichaam verbetert.
- 4 Snelheidsniveaus van 1200, 1800, 2400, 2800tpm.
- 7,4 Volt Accu van 2000mAh
- Gebruikstijd van 120 minuten
- 4 verschillende massagekoppen
- automatische uitschakeling na 10 minuten
- Lage batterij-indicator, rode en groene LED knippert

Technische specificaties


USB (alleen binnenshuis te gebruiken)	5V max. 0,8A
Accu	7,4V, 2000mAh

Normaal gebruik

Alleen geschikt voor volwassenen.

●Oplaadindicatielampje: Het rode indicatielampje knippert langzaam tijdens het opladen en het rode indicatielampje gaat uit als het vol is. ●Installeer 1 van de 4 koppen volgens uw behoeften. ●Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het item aan/uit te schakelen. ●Druk kort op de knop om de snelheid te wijzigen. ●Gebruik over droge, schone kleding op uw lichaam door met lichte druk ongeveer 60 seconden per plek over uw lichaam te bewegen. ●Gebruik de Lifenaxx LX-025 alleen op zacht lichaamsweefsel, en zolang het niet zeer doet of onprettig aanvoelt. Gebruik niet op het hoofd of op een hard of benig gedeelte van uw lichaam. ●Gebruik alleen de hulpstukken die het beste resultaat geven. ●Er kunnen blauwe plekken optreden, ongeacht van de instellingen of de toegepaste druk. Controleer de behandelde gedeelten regelmatig en stop direct bij de eerste tekenen van pijn of ongemak. ●Houdt uw vingers, haar en andere lichaamsdelen uit de buurt van de steel en de achterzijde van het apparaat omdat deze afgekneld kunnen worden. ●Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.

Overzicht van het product



1	Massagekop	4	Aan/uit-knop
2	Werk/ Laadindicator	5	Snelheidsindicatie
3	Type-C Laadpoort		

Koppen van links naar rechts



Vorkkop:	geschikt voor ruggewervels
Platte kop:	geschikt voor overal op het lichaam
Ronde kop:	geschikt voor spiergroepen
Kogelkop:	geschikt voor gewrichten

Montage van de koppen

Plaats en vervang de massagekop naar behoeven, verwijder de huidige kop (linker afbeelding) en plaats de massagekop in het ronde gat (rechter afbeelding)



Veiligheidsinstructies


- Alleen opladen met de meegeleverde of compatibele USB-kabel.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan expertise.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Elk ander gebruik of wijziging van het apparaat wordt als ongepast beschouwd en brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor door onjuist gebruik veroorzaakte schade.
- Loop nooit bij de LifenaXX LX-025 weg als deze aanstaat of wordt opgeladen.

GEBRUIK DE LifenaXX LX-025 A.U.B. NIET, VOORDAT U MET UW DOKTER HEEFT OVERLEGD IN GEVAL VAN:

Zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of netvliesbeschadiging, pacemakers, recente operaties, epilepsie of migraine, hernia, spondylolisthesis, spondylol-ysis, of spondylosis of recent vervangen gewrichten of spiraaltjes, metalen pinnen of platen of zorgen over uw gezondheid. Deze contra-indicaties betekenen niet dat u geen vibrerend of oefenapparaat kunt gebruiken, maar we raden u aan eerst een arts te raadplegen. Er wordt continue onderzoek gedaan naar de effecten van vibratie-oefeningen bij bepaalde medische aandoeningen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot het korter worden van de bovenstaande lijst van contra-indicaties. Ervaringen uit de praktijk wijzen uit dat het opnemen van vibratie-oefeningen in een behandelplan in bepaalde gevallen aan te raden is. Dit dient te worden gedaan in overleg met, of op advies van een arts, specialist of fysiotherapeut.

WAARSCHUWINGEN & VOORZICHTIGHEID:

Alleen voor gebruik door volwassenen, breng het product aan op een droog, schoon oppervlak boven de kleding door lichte druk en beweging over het lichaam. De aanbrengtijd mag niet langer zijn dan 60 seconden per lichaamsdeel. Gebruik LX-025 alleen op zachte lichaamsweefsels en spieren, als u pijn of ongemak voelt, stop de procedure. Gebruik alleen de meegeleverde applicators. Drukpunten kunnen voorkomen ongeacht de instelling, de controle of de toegepaste druk. Controleer de behandelde gebieden regelmatig en stop onmiddellijk bij het eerste teken van pijn of ongemak. Houd vingers, haar of andere lichaamsdelen uit de buurt van de spindel en de achterkant van de applicator, omdat er blauwe plekken kunnen ontstaan. Aangezien het apparaat tijdens het gebruik voldoende moet worden geventileerd, mogen ventilatoren of ventilatiesleuven niet worden geblokkeerd en mag het apparaat niet worden afgedekt. Gebruik het apparaat niet in de buurt van verwarmingsopeningen of in direct zonlicht. Houd het apparaat droog en schakel het uit als het niet in gebruik is. Dompel het apparaat niet onder in water. Frequentie hogesnelheidsstimulatie en hogedrukstimulatie op dezelfde plaats kunnen schaafwonden veroorzaken. Als u pijn of ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.



Tips voor bescherming van het milieu: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt.. Gooi gebruikte apparaten of batterijen niet met het huisafval weg.**Reiniging:** Bescherm het apparaat tegen verontreiniging (gebruik een schone doek). Voorkom het gebruik van ruwe of schurende materialen, oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het gereinigde apparaat grondig schoon. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany