

LifenaXX® * Посібник користувача

Ручний Міні масажер LX-025

Декларація про відповідність цьому пристрою знаходиться за посиланням в Інтернет: www.technaxx.de/ (в нижній панелі "Konformitätserklärung").
Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію користувача.

Номер телефону служби технічної підтримки: 01805 012643 (14 центів у хвилину зі стаціонарної лінії в Німеччині та 42 центи у хвилину з мобільних мереж).
Безплатна електронна пошта:
support@technaxx.de

Ретельно зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання або обміну інформацією про пристрій. Виконайте те ж саме з оригінальними аксесуарами для цього пристрою. У разі наявності гарантії, будь ласка, зв'яжіться з дилером або магазином, в якому ви купили даний товар.

Гарантія 2 роки

Характеристики

- LifenaXX LX-025 - це бездротовий вібро масажер, який послаблює біль у м'язах, збільшує циркуляцію та діапазон рухів, а також покращує загальний стан м'яких тканин організму. □
- 4 рівня швидкості з 1200, 1800, 2400, 2800 об / хв.
- Акумулятор 2000mAh 7,4V з часом повної зарядки - 3 години
- Час безперервної роботи - 120 хв.
- 4 різні насадки
- Автоматичне відключення через 10 хв.
- Індикатор низького заряду акумулятора

Технічні особливості

Порт USB (тільки для внутрішнього використання)	5В макс.
Вбудований акумулятор	7.4V / 2000mAh


Звичайне використання

Тільки для дорослого використання.

- Індикатор заряджання: червоне індикатор світиться повільно під час заряджання, а червоне індикатор згасає, коли він заповнений.
- Встановіть 1 з 4 головок відповідно до ваших потреб.
- Утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб прокрутити елемент вмикання/вимикання.
- натисніть кнопку найближчим часом, щоб змінити швидкість
- Використовуйте тільки на сухій чистій поверхні тіла над одягом, злегка натискаючи і переміщаючи акросс тіла протягом приблизно 60 секунд на область. □ Використовуйте LifenaXX LX-025 тільки на м'яких тканинах організму за бажанням без болю або дискомфорту. Не використовуйте на голові або будь-яку тверду або кісткову область тіла.
- Використовуйте тільки аплікатори, які забезпечують найкращий бажаний ефект.

Синці можуть виникати незалежно від налаштування контролю або тиску. Часто перевіряйте оброблені ділянки і негайно припиняйте при перших ознаках болю або дискомфорту.

- Тримайте пальці, волосся або будь-яку іншу частину тіла подалі від валу та задньої сторони аплікатора, оскільки може виникнути прищипування.



1	Масажна насадка	4	Кнопка живлення/ швидкості
---	-----------------	---	-------------------------------

2	Індикатор роботи/ зарядки	5	Індикація обраної швидкості
3	Порт заряджання USB type-C		

Голови зліва направо



Вилкоподібна насадка	підходить для м'язів і м'яких тканин по обидва боки хребта
Плоска насадка	підходить для всіх частин тіла (м'язів і м'яких тканин)
Полусферична насадка	підходить для груп м'язів і м'яких тканин
Кульова насадка	підходить для мускулатури і м'яких тканин поблизу суглобів тіла

Установка насадок

За потреби замініть масажну насадку. Для цього зніміть встановлену насадку (ліве зображення) і вставте іншу в тримач (праве зображення)



Інструкції з техніки безпеки

- Заряджайтеся лише з USB-кабелем, сумісним із пристроєм.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми або особами з обмеженими розумовими можливостями або не мають досвіду
- Цей пристрій не призначений для комерційного використання.


- Будь-яке інше використання або модифікація пристрою вважається неправильним і несе в себе значні ризики. Виробник не несе відповідальності за збитки через неправильне використання.
- Ніколи не залишайте LifenaXX LX-025 без нагляду.

БУДЬ ЛАСКА, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ LIFENAXX LX-025 ЗА ТАКИХ ОБСТАВИН БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗГОДИ ВАШОГО ЛІКАРЯ:

вагітність, діабет з ускладненнями, такими як нейропатія або пошкодження сітківки, носіння кардіостимуляторів, недавня операція, епілепсія або мігрень, грижа, спондилолістез, спондилоліз або спондильоз, недавня операція по заміні суглобів або спіралі, металеві шпильки або пластини, або якщо у вас є які-небудь побоювання з приводу вашого фізичного здоров'я. Ці протипоказання не означають, що ви не можете використовувати масажер. Однак ми рекомендуємо спочатку звернутися до лікаря. В даний час вивчається вплив вібраційних застосувань на певні медичні умови. Це, ймовірно, призведе до скорочення списку протипоказань вище. Практика показує, лікування вібромасажером доцільно в ряді випадків. Робити це необхідно за рекомендацією і за допомогою лікаря, фахівця або фізіотерапевта.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ОБЕРЕЖНІСТЬ:

Тільки для використання дорослими. Час застосування не повинен перевищувати 60 секунд на область тіла. Використовуйте масажер LX-025 тільки на м'яких тканинах і м'язах тіла, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, зупиніть процедуру. Використовуйте тільки оригінальні насадки. Точки тиску можуть виникати незалежно від налаштування, контролю або прикладеного тиску. Регулярно перевіряйте оброблені ділянки і негайно зупиняйтесь при перших ознаках болю або дискомфорту. Тримайте пальці, волосся або інші частини тіла подалі від шпинделя і задньої частини аплікатора, можуть виникнути синці. Не використовуйте пристрій при наявності легкозаймистої анестетичної суміші з повітрям, киснем або закисом азоту, або поблизу легкозаймистих речовин, парів або газів. Не користуйтеся пристроєм під прямими сонячними променями. Тримайте пристрій сухим і вимкненим, коли він не використовується. Не занурюйте пристрій у воду. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, негайно припиніть користуватися пристроєм. Переконайтеся, що обладнання не знаходиться в робочому стані при зарядці!



Рекомендації щодо захисту навколишнього середовища: пакувальні матеріали є сировиною і можуть бути перероблені. Не викидайте старі пристрої або акумулятори в побутові відходи. **Очищення:** Захистіть пристрій від забруднень (використовуйте чисту тканину). Уникайте використання грубих, грубозернистих матеріалів або розчинників / агресивних чистильних засобів.

Обережно протріть очищений пристрій.

Дистриб'ютор: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Germany