

# LifenaXX® \* Manual de usuario

## Masajeador muscular compacto LX-013

La declaración de conformidad de este dispositivo se encuentra en el enlace de internet: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de usar el dispositivo por primera vez, por favor lea detenidamente el manual de usuario. N.º de teléfono de servicio para asistencia técnica: 01805 013643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas alemanas y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Guardar este manual de usuario para futura referencia o si se comparte el producto. Hacer lo mismo con los accesorios originales para este producto. En caso de garantía, por favor contactar con el distribuidor o la tienda en la que se compró el producto.

**Garantía 2 años**

### Características

- El LifenaXX LX-013 es un masajeador muscular por vibración sin cable que relaja músculos rígidos, aumenta la circulación y la amplitud de movimiento, y mejor la salud global de tejido blando del cuerpo.
- 6 Niveles de velocidad: 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200rpm.
- Batería de 12V con 1500mAh
- Tiempo de funcionamiento 180 min.
- 5 cabezales de masajeador diferentes
- Parada automática después de 10 min.

### Especificaciones técnicas

Entrada de adaptador de CA (únicamente uso en interiores)	230V
Salida de adaptador de CA	12,6V / 0,8A
Batería	12V / 1500mAh

## Uso normal

Para uso por adultos únicamente.

- Poner el interruptor de batería en la posición "ON" (Encendido), la luz indicadora de batería se pone verde (si la batería tiene suficiente energía). Si la luz es roja cargar la batería.
- Instalar 1 de los 5 cabezales según las necesidades.
- Usar únicamente en una superficie seca y limpia del cuerpo sobre ropa presionando ligeramente y moviendo por el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por región.
- Usar el LifenaXX LX-013 únicamente en el tejido blando del cuerpo según se desee sin producir dolor o incomodidad. No usar sobre la cabeza o cualquier otra área ósea o dura del cuerpo.
- Usar únicamente los aplicadores que proporcionan el mejor efecto deseado.
- Independientemente del ajuste de control o la presión aplicada se pueden producir moratones. Comprobar frecuente las áreas tratadas y parar inmediatamente al primer signo de dolor o incomodidad.
- Mantener dedos, pelo o cualquier otra parte del cuerpo lejos del vástago y la parte posterior del aplicador ya que puede ocurrir pinzamiento.

## Descripción general del producto



1	Cabezal de masaje	5	LED de indicación de velocidad
2	Motor de alta velocidad con arranque suave	6	LED de indicación de batería

3	Batería	8	Interruptor de batería
4	Botón de iniciar y nivel		

### Cabezales de izquierda a derecha



<b>Cabezal ahorquillado</b>	adecuado para músculos y tejido blando en ambos lados de la columna vertebral
<b>Cabezal plano</b>	adecuado para todas partes del cuerpo (músculos y tejido blando)
<b>Cabezal global</b>	adecuado grupos musculares y tejido blando
<b>Cabezal bala</b>	adecuado para musculatura y tejido blando cerca de articulaciones del cuerpo
<b>Cabezal de caucho blando</b>	adecuado para todas partes del cuerpo (músculos y tejido blando)

### Instalar los cabezales

Sustituir el cabezal de masaje según sea necesario. Para hacerlo, retirar el cabezal original (ilustración izquierda) e insertar otro en el soporte (ilustración derecha)



### Instrucciones de seguridad

→ Recargar únicamente con el cargador adaptador de CA suministrado.

- Este dispositivo no está pensado para uso por niños o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia.
- Este dispositivo no está pensado para uso comercial.
- Cualquier otro uso o modificación del dispositivo se considera inapropiado e implica riesgos significativos. El fabricante no asume responsabilidad por daños debidos a uso indebido.
- No dejar nunca desatendido el LifenaXX LX-013 si está en funcionamiento o cargando.


**POR FAVOR NO USAR EL LIFENAXX LX-013 EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS SIN CONSENTIMIENTO PREVIO DE UN DOCTOR:**

embarazo, diabetes con complicaciones, tales como neuropatía o daño retinal, llevar marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, disco herniado, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, cirugía reciente de sustitución de articulación o espirales, pasadores o placas metálicos, o si se está preocupado sobre la salud física. Estas contraindicaciones no significan que no se pueda usar vibración o equipos de ejercicio. Sin embargo, recomendamos consultar a un doctor. Actualmente se están estudiando los efectos de la aplicación de vibración en ciertas condiciones médicas. Esto probablemente llevará a una reducción en la lista de contraindicaciones anteriores. La práctica ha demostrado que en varios casos se aconseja integrar aplicaciones de vibración en el plan de tratamiento. Esto se debe hacer bajo la recomendación y la ayuda de un médico, especialista o fisioterapeuta.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIÓN:**

Únicamente para usar por adultos, aplicar a una superficie seca y limpia sobre ropa con una ligera presión y movimiento sobre el cuerpo. El tiempo de aplicación no debe superar 60 segundos por región del cuerpo. Usar el LX-013 únicamente en tejidos blandos y músculos, si se siente dolor o incomodidad detener el procedimiento. Usar únicamente los aplicadores suministrados. Pueden ocurrir puntos de presión independientemente del ajuste, control o presión aplicada. Comprobar regularmente las áreas tratadas y parar inmediatamente al primer signo de dolor o incomodidad. Mantener dedos, pelo u otras partes del cuerpo lejos del husillo y la parte posterior del aplicador ya que podrían producirse moratones. No usar el dispositivo en presencia de mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso, o cerca de sustancias, vapores o gases inflamables. No utilizar el dispositivo

cerca de aberturas de calefacción o en luz solar directa. Mantener el dispositivo seco y apagarlo cuando no se esté usando. No sumergir el dispositivo en agua. Estimulación frecuente a alta velocidad y alta presión sobre el mismo punto puede provocar abrasión. Si experimenta dolor o incomodidad deje de usar el dispositivo inmediatamente. ¡Asegurarse de que el equipo no esté en estado de funcionamiento mientras esté cargando!



**Consejos de protección del medioambiente:** Los materiales de embalaje son materias primas y pueden ser reciclados. No desechar los dispositivos o baterías antiguos en la basura doméstica. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra contaminación (usar un trapo limpio). Evitar usar materiales rugosos de grano basto o disolventes/limpiadores agresivos. Estregar cuidadosamente el dispositivo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany