

LifenaXX® * Manuale utente

Massaggiatore per muscoli compatto LX-013

La Dichiarazione di conformità di questo dispositivo è consultabile presso il sito web: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Konformitätserklärung") Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta leggere attentamente il manuale d'istruzioni. No. telefono di servizio per supporto tecnico: 01805 013643 (14 cent/minuto da linea fissa tedesca e di 42 cent/minuto da reti mobili).

Email gratis: support@technaxx.de

Tenere a portata di mano il presente manuale per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Lo stesso vale per gli accessori originali del prodotto. Per questioni inerenti la garanzia, rivolgersi al concessionario o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Garanzia di 2 anni

Caratteristiche

- The LifenaLX-013 è un dispositivo di massaggio dei muscoli senza fili che rilassa i muscoli doloranti, aumenta la circolazione e la gamma di movimenti e migliora la salute generale dei tessuti molli del corpo.
- 6 livelli di velocità con 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200rpm.
- Batteria da 12V con 1500mAh
- 180 min di tempo di funzionamento
- 5 diverse testine massaggiatrici
- Spegnimento automatico dopo 10 min.

Specifiche tecniche

Ingresso adattatore AC (solo per uso al chiuso)	230V
Uscita adattatore AC.	12,6V / 0,8A.
Batteria	12V / 1500mAh

Uso normale

Solo per uso da parte di adulti.

- Mettere l'interruttore della batteria in posizione "ON (ACCENSIONE)", la spia della batteria diventa verde (se la batteria è abbastanza carica). Se la luce è rossa, caricare la batteria.
- Installare 1 delle 5 testine in base alle proprie esigenze.
- Usare solo su una superficie asciutta e pulita del corpo sopra gli indumenti premendo leggermente e spostandosi sul corpo per circa 60 secondi per regione.
- Utilizzare LifenaXX LX-013 solo sui tessuti molli del corpo, come desiderato, senza produrre dolore o fastidio. Non utilizzare sulla testa o su qualsiasi area dura o ossuta del corpo.
- Utilizzare solo gli applicatori che forniscono l'effetto desiderato.
- Possono verificarsi ecchimosi indipendentemente dall'impostazione del controllo o dalla pressione applicata. Controllare frequentemente le aree trattate e fermarsi immediatamente al primo segno di dolore o disagio.
- Tenere dita, capelli o qualsiasi altra parte del corpo lontana dall'albero e dalla parte posteriore dell'applicatore, poiché potrebbe verificarsi un pizzicamento.

Panoramica del prodotto



1	Testina di massaggio	5	Indicazione di velocità a LED
2	Motore ad alta velocità con avviamento	6	Indicatore LED della batteria

	dolce		
3	Batteria	8	Interruttore batteria
4	Pulsante Avvio e Livello		

Testine da sinistra a destra



Testina a forcella	adatta per i muscoli e i tessuti molli su entrambi i lati della colonna vertebrale
Testina piatta	adatta a tutte le parti del corpo (muscoli e tessuti molli)
Testina a sfera	adatta a gruppi muscolari e tessuti molli
Testina a proiettile	adatta per muscolatura e tessuti molli vicino alle articolazioni del corpo
Testina in gomma morbida	adatta a tutte le parti del corpo (muscoli e tessuti molli)

Installare le testine

Sostituire la testina di massaggio secondo necessità. Per fare ciò, rimuovere la testina originale (immagine a sinistra) e inserirne un'altra nel supporto (immagine a destra)



Istruzioni di sicurezza

→ Ricaricare solo con il caricabatterie da AC in dotazione.

→ Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità mentali limitate o carenti di esperienza e/o carenti di competenza.

→ Questo dispositivo non è destinato all'uso commerciale.

→ Qualsiasi altro uso o modifica del dispositivo è considerato improprio e comporta rischi significativi. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.

→ Non lasciare mai LifenaXX LX-013 in funzione o in carica incustodito.


PER FAVORE, NON UTILIZZARE LIFENAXX LX-013 NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE SENZA PREVIO CONSENSO DEL MEDICO:

gravidanza, diabete con complicanze come neuropatia o danno alla retina, se si hanno pacemaker, recente intervento chirurgico, epilessia o emicrania, ernia del disco, spondilolistesi, spondilolisi o spondilosi, recente intervento chirurgico di sostituzione di articolazione o spirali, chiodi o placche di metallo, o se si hanno dubbi sulla propria salute fisica. Queste controindicazioni non significano che non è possibile utilizzare apparecchiature a vibrazione o per l'esercizio fisico. Tuttavia, si consiglia di consultare prima un medico. Gli effetti delle applicazioni di vibrazione su determinate condizioni mediche sono attualmente allo studio. Ciò porterà probabilmente a una riduzione dell'elenco delle controindicazioni di cui sopra. La pratica ha dimostrato che l'integrazione di applicazioni di vibrazione in un piano di trattamento è consigliabile in numerosi casi. Questo deve essere fatto su raccomandazione e con l'assistenza di un medico, specialista o fisioterapista.

AVVERTENZE & PRECAUZIONI:

Solo per uso adulto, applicare su una superficie asciutta e pulita sopra gli indumenti esercitando una leggera pressione e movimenti sul corpo. Il tempo di applicazione non deve superare i 60 secondi per regione del corpo. Utilizzare LX-013 solo su tessuti e muscoli morbidi, se si avverte dolore o fastidio interrompere la procedura. Utilizzare solo gli applicatori forniti. Possono verificarsi punti di pressione indipendentemente dall'impostazione, dal controllo o dalla pressione applicata. Controllare regolarmente le aree trattate e fermarsi immediatamente al primo segno di dolore o disagio. Tenere dita, capelli o qualsiasi altra parte del corpo lontana dall'albero e dalla parte posteriore dell'applicatore, poiché potrebbero verificarsi delle ecchimosi. Non utilizzare il dispositivo in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria, ossigeno o protossido di azoto e neppure vicino a sostanze, fumi o gas

infiammabili. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di aperture di riscaldamento o alla luce diretta del sole. Mantenere il dispositivo asciutto e spegnerlo quando non viene utilizzato. Non immergere il dispositivo in acqua. La frequente stimolazione ad alta velocità e alta pressione sullo stesso punto provoca abrasione. In caso di dolore o fastidio, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchiatura non sia nello stato di funzionamento durante la ricarica!



Suggerimenti per la protezione dell'ambiente: I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere riciclati. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo dalla contaminazione e dall'inquinamento (usare un panno pulito). Evitare l'uso di materiali ruvidi, a grana grossa o solventi/detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania