

Lifenaxx® * Benutzerhandbuch

Mini Massagegerät LX-025

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter dem Internet-Link: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“). Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Service-Telefonnummer für technische Hilfe: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz). Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zur späteren Verwendung oder bei Produktteilung sorgfältig auf. Das gleiche gilt für das Originalzubehör zu diesem Produkt. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

2 Jahre Garantie

Funktionen

- Das LifenaXX LX-025 ist ein kabelloses Vibrationsmassagegerät, das schmerzende, steife Muskeln entspannt, die Durchblutung und den Bewegungsumfang erhöht und die allgemeine Gesundheit des Weichteilgewebes des Körpers verbessert.
- 4 Geschwindigkeitsstufen mit 1200, 1800, 2400, 2800U/min.
- 7,4V Volt Batterie mit 2000mAh ca. 3 Stunden Ladezeit
- 120 Min. Betriebszeit
- 4 verschiedene Massageköpfe
- automatische Abschaltung nach 10 min.
- Anzeige für schwache Batterie, rote und grüne LED blinken


Technische Daten

USB Anschluß (nur zur Verwendung in Innenräumen)	5V, max. 0,8A
Batterie	7,4V, 2000mAh

Normaler Gebrauch

- Ladekontrollleuchte: Die rote Anzeigelampe blinkt beim Aufladen langsam, und die rote Anzeigelampe erlischt, wenn sie voll ist.
- Installieren Sie 1 der 4 Köpfe entsprechend Ihren Bedürfnissen.
- Halten Sie die Netztaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie den Knopf kurz, um die Geschwindigkeit zu ändern.
- Installieren Sie einen der 5 Köpfe entsprechend Ihren Anforderungen.
- Nur über der Kleidung, auf trockener, sauberer Körperfläche benutzen, indem Sie das Gerät mit leichtem Druck für ungefähr 60 Sekunden pro Körperregion bewegen.
- Verwenden Sie den LifenaXX LX-025, nur auf dem Weichgewebe des Körpers, je nach Bedarf, ohne Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen. Nicht auf dem Kopf oder auf harten oder knöchigen Körperstellen anwenden.
- Verwenden Sie nur die Applikatoren, die den bestmöglichen Effekt erzielen.
- Hämatome können, unabhängig von der Regeleinstellung oder dem angewendeten Druck, auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen häufig und hören Sie sofort auf, wenn Sie erste Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden bemerken.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Applikators fern, da dies zu Quetschungen führen kann.
- Platzieren Sie keine Gegenstände in den Lüftungsöffnungen.

Product Overview



1	Massagekopf	4	Start/Stop, Geschwindigkeitstaster
2	Arbeits-/ Ladeanzeige	5	LED-Anzeige Geschwindigkeit
3	Typ-C Ladeanschluss		

Köpfe von links nach rechts



Gabelkopf:	geeignet für die Wirbelposition
Flacher Kopf:	geeignet für alle Körperteile
Allgemeiner Kopf:	geeignet für Muskelgruppen
Kugelkopf:	geeignet für Körpergelenke

Installieren Sie die Köpfe

Installieren und tauschen Sie den Massagekopf je nach Bedarf aus. Nehmen Sie dazu den Originalkopf ab (linkes Bild) und stecken Sie den Massagekopf in das runde Loch (rechtes Bild)



Sicherheitshinweise

- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkter geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelnder Sachkenntnis bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Jede andere Verwendung oder Veränderung des Geräts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Risiken. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.
- Lassen Sie den Lifenaxx LX-025 im Betriebszustand oder beim Laden niemals unbeaufsichtigt.


BITTE VERWENDEN SIE DEN LIFENAXX LX-025 BEI FOLGENDEN

UMSTÄNDEN NICHT OHNE VORHERIGE ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES:
Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschädigung, Tragen von Herzschrittmachern, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzeingriffe oder Spiralen, Metallstifte oder -platten oder bei irgendwelchen Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Diese Gegenanzeigen bedeuten nicht, dass Sie kein Vibrations- oder Trainingsgerät verwenden können. Wir empfehlen Ihnen jedoch, zuerst einen Arzt aufzusuchen.

Die Auswirkungen von Vibrationsanwendungen auf bestimmte medizinische Erkrankungen werden derzeit untersucht. Dies wird wahrscheinlich zu einer Verkürzung der oben angeführten Liste der Gegenanzeigen führen. Die Praxis hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationsanwendungen in einen Behandlungsplan in einer Reihe von Fällen ratsam ist. Dies muss auf Empfehlung und mit Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten erfolgen.

Warnungen & Vorsicht

- Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit lebenserhaltenden Einrichtungen, wenn ein Ausfall des Geräts zum Ausfall der lebenserhaltenden Einrichtung oder erheblichen Einschränkung der Sicherheit oder Wirksamkeit führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart eines entflammenden Narkosemittelgemisches mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas und auch nicht in der Nähe von entflammenden Stoffen, Dämpfen oder Gasen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizöffnungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Gerät trocken und schalten Sie es aus, wenn es nicht benötigt wird.



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt werden. Entsorgen Sie alte Geräte oder Akkus nicht in den Hausmüll. **Reinigung:** Schützen Sie das Gerät vor Kontaminierung und Verschmutzung (saubere Tücher verwenden). Verwenden Sie keine rauen, grobkörnigen Materialien oder Lösungsmittel/aggressive Reiniger. Wischen Sie das gereinigte Gerät gut ab. **Vertriebspartner:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland