

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Otoskop WLAN LX-032

Deklarację zgodności dla tego urządzenia można znaleźć pod linkiem:
www.technaxx.de/ (na dolnym pasku „Konformitätserklärung”) Przed pierwszym
użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi. Numer telefonu
serwisowego do pomocy technicznej: 01805 012643 (14 centów/minutę z niemieckiej
linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).
Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-letnia gwarancja

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania u ludzi i zwierząt. Produkt może być używany wyłącznie do czyszczenia i sprawdzania kanału słuchowego lub jamy nosowej. Podczas korzystania z urządzenia, upewnij się, że nie wchodzi zbyt głęboko do otworów, można spowodować uszkodzenie.

Cechy

- Kamera CMOS 3MP.
- Rozdzielczość 1920x1080P 30FPS.
- 6-osiowy żyroskop
- Odległość ostrości 1,5 - 2cm
- Wskaźnik wyczerpania baterii

Dane techniczne

USB (ładuj tylko w suchych warunkach)	5V maks. 0,2A
Akumulator	3,7V/250mAh
Kamera	3MP 1920x1080 30FPS
Czas pracy	60 min.
Czas ładowania	90 min.
WLAN	Odległość transmisji ~ 8m (otwarta przestrzeń) Pasma częstotliwości 2,4GHz Promieniowana moc transmisji maks. 20mW
LED	6
Średnica obiektywu	3,9mm
Wymiary	Ø1,3x14cm
Waga	17g

Pierwsze użycie

- Naładuj urządzenie w pełni za pomocą kabla USB, może to potrwać do 90 minut.
- Otwórz App Store i wyszukaj aplikację iTiMO. ● Zainstaluj aplikację na swoim

urządzeniu i otwórz ją. ● Uruchom otoskop. ● Naciśnij symbol . ● W nowym okienku otwierają się wszystkie dostępne połączenia WLAN (Android). W przypadku urządzeń iOS, przejdź do Ustawienia, Wi-Fi. ● Wybierz urządzenie iTiMO-xxxx, możesz otrzymać ostrzeżenie, że w tej sieci nie jest dostępna żadna usługa

internetowa. ● Następnie wróć do aplikacji iTiMO i ponownie naciśnij , zobaczysz obraz na żywo z kamery otoskopu. ● Dołącz wybraną łyżkę do czyszczenia i zacznij ostrożnie czyścić. ● Sugerujemy umieszczenie telefonu/tabletu w uchwycie w bezpośrednim polu widzenia.

Aplikacja

	Zatrzymaj rzeczywisty obraz
	Uruchom wideo na żywo
	Zrób zdjęcie
	Rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie wideo
	Otwórz galerię, tutaj znajdziesz nagrane zdjęcia i filmy.
	Cofnij się o krok
	Ustawienia
	Zmień z prawej na lewą stronę

Normalne użycie

- Otoskop należy wkładać do przewodu słuchowego tylko wtedy, gdy założona jest łyżka.
- Umieść łyżkę na otoskopie, tak aby była ściśle dopasowana.
- Zachowaj ostrożność, gdyż przewód słuchowy i nos są wrażliwe.

Czyszczenie

Przed i po użyciu należy wyczyścić kamerę.

Instrukcje bezpieczeństwa

→ Nie patrz w światło LED. → Ładuj tylko za pomocą dostarczonego lub kompatybilnego kabla USB. → To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności umysłowej lub z brakiem doświadczenia i/lub brakiem kompetencji. → Urządzenie nie

nadaje się do zastosowań komercyjnych. → Każde inne użycie lub modyfikację urządzenia uważa się za niewłaściwe i wiąże się ze znacznym ryzykiem. → Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Przed użyciem sprawdź poprawność działania urządzenia! → Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia. → Nie używaj urządzenia w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem (np. w środowisku nasyconym tlenem lub w środowisku z gazami anestetycznymi). → Ten produkt nie może wchodzić ani być używany w obszarach o silnych polach magnetycznych, np. skanery MRI. → Nie modyfikuj urządzenia. → Nigdy nie zostawiaj ładującego się urządzenia bez nadzoru.

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI:

Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy używać urządzenia w obecności łatwopalnej mieszanki znieczulającej z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu, a także w pobliżu łatwopalnych materiałów, oparów lub gazów. Nie używaj w pobliżu otworów grzewczych lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Urządzenie powinno być suche. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Opakowania i surowce mogą zostać zutylizowane. Nie wyrzucaj starych urządzeń i baterii wraz z odpadkami komunalnymi. **Czyszczenie:** Chroń urządzenie przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem (używaj czystej szmatki). Unikaj stosowania szorstkich, gruboziarnistych materiałów lub rozpuszczalników/agresywnych środków czyszczących. Wytrzyj dokładnie wyczyszczone urządzenie. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy