

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Mini masażer LX-025

Deklarację Zgodności dla tego urządzenia można znaleźć pod linkiem: **www.technaxx.de/** (na dolnym pasku „Konformitätserklärung”). Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi. Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: 01805 012643 (14 centów/minutę z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-Letnia gwarancja

Funkcje

- LifenaXX LX-025 to bezprzewodowe urządzenie do masażu wibracyjnego, które rozluźnia obolałe sztywne mięśnie, zwiększa krążenie i zakres ruchu oraz poprawia ogólny stan zdrowia tkanek miękkich.
- 4 poziomy prędkości: 1200, 1800, 2400, 2800rpm.
- Akumulator 7,4V 2000mAh
- 120 min. czasu pracy
- 4 różne głowice do masażu
- automatyczne wyłączenie po 10 min.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii, czerwona i zielona dioda LED migają

Dane techniczne


USB (tylko do użytku wewnętrznego)	5V maks. 0,8A
Akumulator	7,4V, 2000mAh

Normalne użycie

Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.

●Lampka kontrolna ładowania: Czerwona lampka kontrolna miga powoli podczas ładowania, a czerwona gaśnie, gdy jest pełna. ●Zainstaluj 1 z 4 głowic zgodnie z potrzebami. ●Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. ●naciśnij krótko przycisk, aby zmienić prędkość ●Używaj tylko na suchej, czystej powierzchni ciała przez ubranie, delikatnie naciskając i przesuając się po ciele przez około 60 sekund w jednym obszarze.●Używaj LifenaXX LX-025 tylko na miękkiej tkance ciała zgodnie z życzeniem, bez powodowania bólu lub dyskomfortu. Nie stosować na głowie ani na twardej lub kościstej części ciała. ●Używaj tylko aplikatorów, które zapewniają najlepszy pożądaný efekt. ●Siniaki mogą wystąpić niezależnie od ustawienia lub zastosowanego nacisku. Często sprawdzaj masowane miejsca i natychmiast wstrzymaj masaż przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu. ●Trzymaj palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tyłu aplikatora, ponieważ może dojść do przyczepnięcia. ●Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych.

Przegląd produktu



1	Głowica masująca	4	Przycisk zasilania/prędkości
2	Wskaźnik pracy/ładowania	5	Wskazanie prędkości
3	Typ-C Port ładowania		


Główce od lewej do prawej



Rozwidlona:	nadaje się do kręgosłupa
Płaska:	nadaje się do wszystkich części ciała
Okrągła:	odpowiednia dla grup mięśniowych
Punktowa:	odpowiednia dla stawów

Montaż głowic

Zamontuj i wymień głowicę masującą zgodnie z potrzebami, wyciągnij oryginalną głowicę (lewy obrazek) i włóż głowicę masującą do okrągłego otworu (prawy obrazek)



Instrukcje bezpieczeństwa

→ Ładować tylko za pomocą dostarczonego lub kompatybilnego kabla USB.
→ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności umysłowej lub z brakiem doświadczenia i/lub brakiem kompetencji. → Urządzenie nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. → Każde inne użycie lub modyfikację urządzenia uważa się za niewłaściwe i wiąże się ze znacznym ryzykiem. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. → Nigdy nie pozostawiaj LifenaXX LX-025 na chodzie lub podczas ładowania bez nadzoru.


PROSZĘ NIE UŻYWAĆ LifenaXX LX-025, BEZ UPRZEDNIEGO UZYSKANIA ZALECENIA OD LEKARZA, JEŚLI WYSTĘPUJE JEDNA Z PONIŻSZYCH

SYTUACJI:

Ciąża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, użycie rozrusznika serca, niedawna operacja, epilepsja lub migreny, przepuklina dysków, spondylolisteza, spondyloliza lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub wkładki, metalowe szpilki lub płytki lub jakiegokolwiek obawy dotyczące twojego zdrowia fizycznego. Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie jesteś w stanie korzystać z urządzenia wibracyjnego lub urządzenia do ćwiczeń, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem. Trwają badania nad efektami ćwiczeń wibracyjnych dla określonych zaburzeń medycznych. Spowoduje to prawdopodobnie skrócenie listy przeciwwskazań wymienionych powyżej. Praktyczne doświadczenie pokazało, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest doradzane w wielu przypadkach. Należy tego dokonać za radą, w towarzystwie lekarza, specjalisty lub fizjoterapeuty.

OSTRZEŻENIA I OSTROŻNOŚĆ:

Stosować wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe, nakładać na suchą, czystą powierzchnię odzieży, lekko naciskając i przesuwając nad ciałem. Czas aplikacji nie powinien przekraczać 60 sekund na każdy obszar ciała. LX-012 należy stosować tylko na miękkie tkanki i mięśnie ciała, w przypadku odczucia bólu lub dyskomfortu należy przerwać zabieg. Stosować tylko dostarczone aplikatory. Punkty ucisku mogą występować niezależnie od ustawienia, kontroli lub zastosowanego ucisku. Należy regularnie sprawdzać leczone miejsca i natychmiast zatrzymać się przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu. Trzymać palce, włosy lub inne części ciała z dala od wrzeciona i pleców aplikatora, ponieważ mogą pojawić się siniaki. Ponieważ urządzenie wymaga odpowiedniej wentylacji podczas pracy, nie należy blokować wentylatorów ani szczelin wentylacyjnych i nie zakrywać urządzenia. Nie należy używać urządzenia w pobliżu otworów grzewczych lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym i wyłączać, gdy nie jest używane. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Częsta stymulacja szybka i wysokociśnieniowa w tym samym miejscu może powodować ścieranie. W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.



Ochrona środowiska: Opakowania i surowce mogą zostać zutylizowane. Nie wyrzucaj starych urządzeń i baterii wraz z odpadkami komunalnymi. **Czyszczenie:** Chroń urządzenie przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem (używaj czystej szmatki). Unikaj stosowania szorstkich, gruboziarnistych materiałów lub rozpuszczalników/agresywnych środków czyszczących. Wytrzyj dokładnie wyczyszczone urządzenie. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy