

# Lifenaxx<sup>®</sup> \* Mode d'emploi

## Pistolet de massage - Chaud - Froid LX-041

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.



Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr pour référence future ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter le détaillant ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

***Profitez de votre produit \* Partagez vos expériences et opinions sur l'un des portails Internet les plus connus.***

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

### **Les particularités**


Le LifenaXX LX-041 est un masseur musculaire vibrant sans fil. Son utilisation soulage les douleurs musculaires, améliore la circulation sanguine, détend les muscles et améliore la souplesse musculaire.

- Active par la chaleur et le froid en 6 niveaux (chaleur 30, 40, 45°C) et froid (10, 15, 20°C).
- 3 niveaux de massage
- 5 têtes de massage
- Jusqu'à 180 minutes d'autonomie (2 000 mAh)
- Moteur sans balais
- Affichage de la batterie, du chauffage et du refroidissement
- Massage vibrant pour tout le corps

## Spécifications techniques

Chauffage	35-40-45 ( ± 2 ) °C
Refroidissement	15-10-20 ( ± 6 ) °C
Vitesse	Jusqu'à 2800 tr/min
Amplitude	~8mm
Temps de travail	Jusqu'à 3heures
Temps de chargement	Environ 4 heures
port USB	USB-C avec 5 V, maximum 2 A
Batterie	7,4 V, 2 000 mAh
Type de moteur	Moteur sans balais
Matériel	Plastique ABS
Poids	620g
Dimension	16,5 x 14,5 x 5 cm
Contenu de l'emballage	LifenaXX Pistolet de massage - Chaud - Froid LX-041, étui portable, câble de chargement USB-C, manuel d'utilisation, 5 têtes de massage

## Présentation du produit



1	Tête de massage chaud/froid	6	Bouton d'activation des massages
2	Voyant	7	Indicateur de vitesse
3	Interface de chargement USB Type C	8ème	Voyant de chauffage
4	Bouton d'activation du refroidissement	9	Bouton d'activation du chauffage
5	Voyant du mode refroidissement		

## Utiliser

- 1) Choisissez l'une des 4 têtes de massage standards non refroidies/chauffées et installez-la sur l'appareil.
- 2) Appuyez longuement sur le « bouton d'activation du massage » pour activer la fonction de massage. Une fois activé, l'appareil passe par défaut en 1ère vitesse, ou vous pouvez passer à la vitesse souhaitée en appuyant brièvement sur le « bouton d'activation du massage ».
- 3) Afin de mieux protéger le produit, la fonction massage s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue. Si vous avez encore besoin de l'utiliser, vous pouvez le redémarrer.
- 4) Si la machine passe en vitesse 0 et qu'il n'y a aucune autre opération pendant 1 minute, elle s'éteindra automatiquement.
- 5) Si le vert et le rouge clignotent alternativement pendant le fonctionnement, cela indique que le niveau de la batterie de la machine est faible et doit être rechargé à temps.

### Mode Refroidissement/Chauffage :

Installez la tête de massage de refroidissement/chaaleur incluse sur l'hôte et installez-la en place.

**Chaud** : appuyez brièvement sur le « bouton d'activation du chauffage » (9) pour activer la fonction de chauffage, puis appuyez brièvement pour passer aux différentes vitesses : 1-2-3-off, correspondant à une température de 35-40-45 ( $\pm 2$ ) °C. À ce moment, le voyant rouge de la tête de massage refroidissant/chauffant s'allume ; Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncé le « bouton d'activation du massage » (6) pour activer la fonction de massage en même temps.

**Refroidissement** : appuyez brièvement sur le « bouton d'activation du refroidissement » (4) pour activer la fonction de refroidissement, puis appuyez brièvement pour passer à différentes vitesses : 1-2-3-off, correspondant à une température de 10-15-20 ( $\pm 6$ ) °C. À ce moment, le voyant bleu dans la tête de massage de refroidissement/chaaleur s'allume ; Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncé le « bouton d'activation du massage » (6) pour activer la fonction de massage en même temps.

## Mode de charge :

Connectez une extrémité du câble de chargement USB-C inclus au port de chargement de l'appareil et branchez l'autre extrémité du port USB au port USB du chargeur pour charger l'appareil. Si l'appareil est allumé, il s'éteindra automatiquement après avoir connecté le chargeur. Le voyant rouge clignote lentement pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. (Pour une charge plus rapide, il est recommandé d'utiliser un adaptateur 5 V/2 A pour charger. Cet appareil ne prend pas en charge la fonction de charge pendant son utilisation.)

## Têtes de fixation de gauche à droite



Tête molle	Convient aux groupes musculaires
Chape	Convient à la colonne vertébrale
Tête de stylo	Convient aux zones proches des articulations et aux stimulations profondes
Tête plate	Convient aux grandes zones musculaires

## Installation des pièces jointes

Installez et remplacez la tête de massage si nécessaire. Pour ce faire, retirez simplement l'embout et insérez l'embout souhaité dans le trou rond conique du masseur. La tête de massage chaud/froid est dotée d'une fiche qui doit être alignée avec la prise de massage.

## Consignes de sécurité

- La fonction chaud/froid peut provoquer une irritation cutanée. Si cela se produit, veuillez arrêter immédiatement le traitement.
- Chargez l'appareil uniquement avec le câble de chargement USB fourni.
- Cet appareil n'est pas destiné aux enfants ou aux personnes ayant une capacité mentale réduite ou manquant d'expérience et/ou d'expertise.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial.
- Toute autre utilisation ou modification de l'appareil est considérée comme inappropriée et présente des risques importants. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée.
- laissez jamais le Lifenaxx LX-041 sans surveillance en mode de fonctionnement ou pendant le chargement .

**VEUILLEZ NE PAS UTILISER LIFENAXX LX-041 DANS LES CIRCONSTANCES SUIVANTES SANS LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE VOTRE MÉDECIN :**

Grossesse, diabète avec complications telles qu'une neuropathie ou des lésions rétiniennes, port d'un stimulateur cardiaque, intervention chirurgicale récente, épilepsie ou migraines, hernie discale, spondylolisthésis, spondylolyse ou spondylose, arthroplastie ou spirales récentes, broches ou plaques métalliques, ou si vous avez des inquiétudes concernant votre santé physique. Ces contre-indications ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser un appareil vibrant ou d'exercice. Cependant, nous vous recommandons de consulter au préalable un médecin. Les effets de l'utilisation des vibrations sur certaines maladies sont actuellement étudiés. Cela devrait conduire à un raccourcissement de la liste des contre-indications répertoriées. La pratique a montré que l'intégration d'applications de vibrations dans un plan de traitement est souvent judicieuse. Cela doit être fait sur recommandation et sous la direction d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute.

## **Avertissements et prudence**

●N'utilisez pas l'appareil avec un équipement de survie si une défaillance de l'appareil pourrait entraîner une défaillance de l'équipement de survie ou une réduction significative de la sécurité ou de l'efficacité. ●N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un mélange anesthésique inflammable contenant de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote ou à proximité de substances, vapeurs ou gaz inflammables. ●N'utilisez pas l'appareil à proximité de bouches de chauffage ou en plein soleil. ●Gardez l'appareil au sec et éteignez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.

## **Soutien**

Numéro de téléphone de service pour l'assistance technique : **01805 012643\*** (14 centimes/minute depuis les lignes fixes allemandes et 42 centimes/minute depuis les réseaux mobiles). E-mail gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

## **Déclaration de conformité**



La déclaration UE de conformité peut être demandée à l'adresse suivante : [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

## Élimination



Élimination des emballages. Lors de l'élimination des matériaux d'emballage, triez-les par type.

Jetez le carton et le carton dans le bac de recyclage. Les films doivent être éliminés pour être recyclés.



Élimination des anciens appareils (valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte sélective (collecte des matières recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu de jeter les anciens appareils qui ne peuvent plus être éliminés. séparément des déchets ménagers, par exemple B. dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole ci-dessous.



Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives\*, à un point de collecte de votre commune/ville ou à un détaillant afin de garantir que les piles peuvent être éliminées dans d'une manière respectueuse de l'environnement. \*marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Remettez votre produit avec une batterie complètement déchargée à votre point de collecte !

Fabriqué en Chine

Distribué par:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Bague Konrad-Zuse 16-18,

61137 Schöneck, Allemagne