

Lifenaxx[®] * návod k obsluze

Masážní pistole Hot-Cold LX-041

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento produkt. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.

Užijte si svůj produkt * Podělte se o své zkušenosti a názory na některém ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou bez upozornění změnit – používejte prosím nejnovější návod dostupný na webu výrobce.

Funkce


LifenaXX LX-041 je bezdrátový vibrační masážní přístroj. Jeho použití snižuje svalové bolesti, zlepšuje krevní oběh, uvolňuje svaly a zlepšuje svalovou flexibilitu.

- Aktivní teplem a chladem v 6 úrovních (30, 40, 45°C teplo) a (10, 15, 20°C) chlad).
- 3 stupně masáže
- 5 masážních hlavic
- Výdrž baterie až 180 min. (2000 mAh)
- Bezkartáčový motor
- Indikátor baterie, ohřívání a chlazení
- Vibrační masáž pro celé tělo

Technické specifikace

Ohřívání	35-40-45 (± 2) °C
Chlazení	10-15-20 (± 6) °C
Rychlost masáže	Až 2800 ot./min
Amplituda	~8 mm
Pracovní doba	Až 3 hodiny
Doba nabíjení	Cca. 4 hodiny
USB připojení	USB-C s 5V, max. 2A
Baterie	7,4V, 2000mAh
Typ motoru	Bezkartáčový motor
Materiál	ABS plast
Hmotnost	620 g
Rozměr	16,5 x 14,5 x 5 cm
Obsah balení	LifenaXX Masážní pistole Hot-Cold LX-041, přenosné pouzdro, USB-C nabíjecí kabel, návod k obsluze, 5 masážních hlavic

Přehled produktů



1	Masážní hlava teplá/studená	6	Aktivační klíč masážního přístroje
2	Indikátor světla	7	Intenzita masážního světla
3	Nabíjecí rozhraní USB typu C	8	Kontrolka ohřívání
4	Aktivační klíč chlazení	9	Aktivační klíč ohřívání
5	Kontrolka režimu chlazení		

Používání

- 1) Vyberte jednu ze 4 standardních masážních hlavic, které nejsou chlazené/ohřívané, a nainstalujte ji na zařízení.
- 2) Dlouhým stisknutím tlačítka „aktivační klíč masážního

přístroje“ aktivujte masážní funkci. Po aktivaci se zařízení standardně přepne na 1. rychlostní stupeň, nebo můžete přepnout na požadovaný rychlostní stupeň krátkým stisknutím tlačítka „aktivační klíč masážního přístroje“.

- 3) Pro lepší ochranu výrobku se masážní funkce automaticky vypne po 15 minutách nepřetržitého používání. Pokud jej stále potřebujete používat, můžete jej restartovat.
- 4) Pokud se přístroj přepne na 0 rychlostní stupeň a po dobu 1 minuty neproběhne žádná jiná operace, také se automaticky vypne.
- 5) Pokud během používání střídavě bliká zelená a červená, znamená to, že baterie stroje je nízká a je třeba ji včas nabít.

Režim chlazení/ohřívání:

Nainstalujte přiloženou chladicí/ohřívací masážní hlavu na hostitele a nainstalujte ji na místo.

Topení: Krátkým stisknutím tlačítka „aktivační klíč ohřívání“ (9) zapnete funkci ohřívání a poté krátkým stisknutím přepnete na různé rychlostní stupně: 1-2-3-off, což odpovídá teplotě 35-40-45 (± 2) °C. V tomto okamžiku se rozsvítí červená kontrolka v chladicí/ohřívací masážní hlavě; Můžete také stisknout a podržet „aktivační klíč masážního přístroje“ (6) a současně aktivovat masážní funkci.

Chlazení: Krátkým stisknutím tlačítka „aktivace chlazení“ (4) zapnete funkci chlazení a poté krátkým stisknutím přepnete na různé rychlostní stupně: 1-2-3-off, což odpovídá teplotě 10-15-20 (± 6) ° C. V tomto okamžiku se rozsvítí modrá kontrolka v chladicí/tepelné masážní hlavě; Můžete také stisknout a podržet tlačítko „aktivační klíč masážního přístroje“ (6) a současně aktivovat masážní funkci.

Režim nabíjení:

Připojte jeden konec vybaveného nabíjecího kabelu USB-C k nabíjecímu portu zařízení a zasuňte druhý konec portu USB do portu USB nabíječky, abyste zařízení nabili. Pokud je zařízení zapnuté, po připojení nabíječky se automaticky vypne. Červená kontrolka během nabíjení pomalu bliká a po úplném nabití baterie zhasne. (Pro rychlejší nabíjení se doporučuje k nabíjení použít adaptér 5V/2A a toto zařízení nepodporuje funkci nabíjení při používání.)

Přídavné hlavice zleva doprava



Měkká hlavice	Vhodné pro svalové skupiny
Vidlicová hlavice	Vhodné na páteř
Hlavička špendlíku	Vhodné pro partie blízko kloubů a hlubokou stimulaci
Plochá hlavice	Vhodné pro velké svalové partie

Instalace nástavců

Nainstalujte a vyměňte masážní hlavici podle potřeby. Chcete-li to provést, jednoduše sejměte nástavec a vložte požadovaný nástavec do kuželovitého kulatého otvoru masážního přístroje. Horká/studená masážní hlava má zástrčku, která musí být zarovnána se zásuvkou masážního přístroje.

Bezpečnostní pokyny

→ Funkce Warm / Cold může způsobit podráždění pokožky. Pokud k tomu dojde, okamžitě ukončete léčbu.

→ Nabíjejte jednotku pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB.

→ Tento spotřebič není určen pro děti nebo osoby se sníženou duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a/nebo odborných znalostí.

→ Tento spotřebič není určen pro komerční použití.

→ Jakékoli jiné použití nebo úprava spotřebiče je považována za nesprávnou a zahrnuje značná rizika. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.

→ Nikdy nenechávejte Lifenaxx LX-041 bez dozoru v provozním režimu nebo při nabíjení.

NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM LIFENAXX LX-041 ZA NÁSLEDUJÍCÍCH OKOLNOSTÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU VAŠEHO LÉKAŘE:

Těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, nošení kardiostimulátorů, nedávný chirurgický zákrok, epilepsie nebo migréna, herniovaná ploténka, spondylolistéza, spondylolýza nebo spondylóza, nedávná operace kloubní náhrady nebo IUD, kovové čepy nebo destičky nebo pokud máte jakékoli obavy o své zdraví fyzické zdraví. Tyto kontraindikace neznamenají, že nemůžete používat vibrační nebo

posilovací stroj. Doporučujeme však nejprve se poradit s lékařem. V současné době se zkoumají účinky používání vibrací na určité zdravotní stavy. To pravděpodobně povede ke zkrácení seznamu uvedených kontraindikací. Praxe ukázala, že začlenění vibračních aplikací do plánu léčby je v řadě případů vhodné. Musí to být provedeno na doporučení a pod vedením lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta.

Varování a Upozornění

- Nepoužívejte zařízení s vybavením pro podporu života, pokud by selhání přístroje mohlo způsobit selhání vybavení pro podporu života nebo významné snížení bezpečnosti nebo účinnosti.
- Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným nebo v blízkosti hořlavých látek, par nebo plynů.
- Neprovozujte jednotku v blízkosti výdechů topení nebo na přímém slunci.
- Udržujte zařízení v suchu. Není chráněn proti vodě.
- Pokud jej nepoužíváte, vypněte jej.

Podpora

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643*** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

E-mail zdarma: **support@technaxx.de**

Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle typu.

Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat stará zařízení, která již nelze používat

odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zamezení negativních vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena uvedeným symbolem tady.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, abyste zajistili, že baterie bude možné zlikvidovat, způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte svůj výrobek do sběrného místa s plně vybitou baterií nainstalovanou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo